

Pflegeanleitung



Tel. 034 402 11 77
www.meister-langnau.ch

Nasen-Piercing

Sollten beim Nasen - Piercing irgendwelche Komplikationen bei der Heilung auftreten empfehlen wir Ihnen sich bei uns zu melden oder einen Arzt zu konsultieren !

Reinigen Sie immer die Hände gründlich bevor sie irgend eine Manipulation durchführen !

1. Am Anfang der Ausheilzeit sollte öfter am Tage, 4 - 5 mal der Stichkanal mit einer Desinfektionslösung (z.B. Perfect care, Bepanthen Spray o.ä) betupft oder besprüht werden. Das Piercing dazu nicht heraus nehmen.
2. Die Wunde wird so desinfiziert und das austretende Sekret wird somit entfernt.
3. Nach 1 - 3 Tagen kann der definitive Schmuckstecker mit Feingefühl gegen den Erstling getauscht werden. Legen Sie den Schmuckstecker zuerst 10 min. in einen mit oben aufgeführter Desinfektionslösung gefüllten Teelöffel zur Desinfektion.
4. Beachten Sie, dass während der Ausheilungszeit kein Make-up in den Piercing Kanal gerät. Die vollständige Ausheilung des Piercing braucht Geduld, dies kann 1 - 3 Monate dauern.
5. Jeder, der ein Nasen-Piercing trägt, kann den ausgeheilten Zeitpunkt des Kanals selber feststellen: Wenn ein feines drehen des Nasen-Piercings kaum mehr spürbar ist und kein Sekret mehr austritt, ist der Piercing- Kanal ausgeheilt.
6. Nun kann mit dem Variieren des Schmuckes begonnen werden.
7. Zum Wechsel des Schmuckes einfach den Stecker ziehen. Zum Einsetzen des neuen Schmuckes etwas Babyöl auf den Stecker geben. Danach wieder 1 - 2 Tage lang öfters mit oben genannten Desinfektionslösungen behandeln.
8. Während der Ausheilungszeit ist es wenig sinnvoll, dauernd am Ring oder Stecker herumzufingern, da die Hände immer voller Bakterien sind. Durch solche Manipulationen kommt es sehr oft zu Entzündungen.
9. Auch beim ausgeheilten Piercing-Kanal wird sich immer wieder Talg ansammeln (dies bedeutet keine Gefahr sondern ist eine natürliche Ablagerung). Dieser Talg sollte öfters entfernt werden am besten mit einer oben genannten Desinfektionslösunge. Auch der Nasenstecker sollte ab und zu gereinigt werden.